

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Biochemical Informatics Solutions
Χημικά Αντιδραστήρια – Αναλυτικά Μηχανήματα

INSTRUCTIONS FOR USE

Biochemical Informatics Solutions
Lab Products and Services

Δις Απεσταγμένο Νερό
Κατάλληλο για Εργαστηριακή Χρήση
Κωδικός Καταλόγου # **LW4000**

Double Distilled Water
For Laboratory Use
Catalog Code # **LW4000**

Ενδείξεις:
Το Δις Απεσταγμένο Νερό για Εργαστηριακή Χρήση χρησιμοποιείται ως μέσο πλήρωσης σε εργαστηριακούς αναλυτές.
Είναι κατάλληλο για τις αραιώσεις και ανασυστάσεις των κατάλληλων ρυθμιστικών διαλυμάτων και αντιδραστηρίων.

Indications:
The Double Distilled Water for Laboratory Use is used as a means of filling for laboratory analyzers. It is suitable as for the dilution and reconstitution of suitable buffers and reagents.

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Όχι για ενδοφλέβια χρήση ή ως μέσο αραιώσης και ανασύστασης φαρμακευτικών προϊόντων.

Special warnings and precautions for use
Not for intravenous use, or as a means of dilution and reconstitution of pharmaceutical products.

Χαρακτηριστικά:

pH: 5 – 7
Αγωγιμότητα: < 1 μ S
Ειδική Αντίσταση: > 0,5 M Ω
Συγκέντρωση SiO₂: < 0,05 mg/L

Features:

pH: 5 – 7
Conductivity: < 1 μ S
Specific Resistance: > 0,5 M Ω
SiO₂ Concentration: < 0,05 mg/L

Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 25 °C

Storage: Store in temperature lower than 25 °C

Συσκευασία: 4 x 4L πλαστικά μπιτόνια (PE-HD), συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο.

Packaging: 4 x 4L plastic containers (PE-HD), carton packaging.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 77 93777 (Αθήνα)

Poison Center: +30 210 77 93777 (Athens)

Υπεύθυνος Διανομέας για την Αθήνα:



Κρήτης & Ι. Μπέκα 75,
19016 Αρτέμιδα
Τηλ: 22940 26259
Fax: 210 2582320
info@biochem-solutions.gr
www.bcis.gr

Manufactured by:



63 Deligianni Street,
135 62 Agioi Anargyri
Tel: +30 210 2316999
Fax: +30 211 2687211
info@diamond.com.gr
www.diamond.com.gr